



DAS ORIGINAL

Modell 270 A – Doppelkopflampe – Modell 2020



Gebrauchsanleitung

Herzlichen Glückwunsch. Sie haben die Original TDP®- Lampe GOU GONG® erworben. Damit Sie viel Freude an diesem Qualitätsprodukt haben, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig durch und machen Sie sie auch allen anderen Nutzern zugänglich.

Aufbauanleitung

1. Nehmen Sie vorsichtig die Teile für den Aufbau der Gou Gong-Lampe aus dem Karton. Unter der Styroporverpackung befindet sich die Basisstange, auf welche das Bedienungsteil später aufgesetzt wird.
2. Fixieren Sie die Arme des Fußes mit den beiliegenden Schrauben. Sie benötigen einen Schraubenzieher



3. Die Basisstange befindet sich unter dem Styroporkarton und wird mit einer Schraube unter dem Rollenfuß fixiert.



Stecken Sie die Schraube unter dem Rollenfuß in die Öffnung in der Mitte und halten Sie mit einer Hand fest. Achten Sie darauf, dass der Kopf der Schraube direkt auf dem Metallteil liegt und nicht auf den leichten Wölbungen (siehe nächstes Foto) Sie können nun von der anderen Seite (von oben) die Basisstange festschrauben. Werkzeug ist nicht erforderlich.



4. Setzen Sie nun das Bedienungsteil auf die Basisstange. Die Fixierschraube ist vorher zu entfernen.



Danach setzen Sie die Fixierschraube an der Seite wieder ein.

5. Nun müssen Sie die beiden Lampenköpfe einsetzen. Falls das etwas schwierig sein sollte, lösen Sie die beiden kleinen Schrauben unterhalb der Öffnung am Bedienungsarm. Danach muss die Stecker miteinander verbunden werden.

Inbetriebnahme.

Die Handhabung der **Original GOU GONG®-Lampe** ist einfach und absolut sicher. Stellen Sie den EIN/AUS Schalter an den auf EIN (on). Es erscheinen vorgegebene Behandlungszeiten (20 Minuten, 25 Minuten). Diese können Sie durch die Tasten – bzw. + verringern bzw. erhöhen.

Berücksichtigen Sie bei der gewünschten Behandlungsdauer eine Vorwärmphase von ca. 10 Minuten.

Sollten Sie also eine 30 Minuten dauernde Anwendung wünschen, stellen Sie die Betriebsdauer durch mehrmaliges Drücken der + Taste auf 40 Minuten ein. Drücken Sie danach die START – Taste.

Richten Sie den Kopf oder beide Köpfe der **GOU GONG®- Lampe** schon vor der Inbetriebnahme in die gewünschte Position (auf die entsprechende Hautpartie, die Sie behandeln wollen) aus.



Kleidung bitte immer entfernen. Achten Sie darauf, dass zwischen dem Behandlungskopf und dem Körper ein Abstand von ca. 30 cm besteht. Sollte Ihnen die Temperatur zu hoch sein, vergrößern Sie einfach den Abstand zum Behandlungskopf (oder Sie verringern den Abstand, bis die für Sie angenehmste Temperatur erreicht wird). Die Höhenverstellung können Sie mit den Bewegungsarmen vornehmen.

Nach Ablauf der eingestellten Behandlungsdauer schaltet sich die **GOU GONG®-Lampe** automatisch aus.

Vor der erstmaligen Nutzung sollte die Original TDP®- Gong® Lampe einige Zeit (ca. 30 Min.) in Betrieb genommen werden, damit eventuell vorhandene Schmutzpartikel abbrennen können. Auftretende Gerüche verflüchtigen sich nach einigen Anwendungen.

Sachgemäßer Gebrauch: Wie viele Produkte ist auch die Gou Gong-Lampe ein empfindliches Gerät. Lassen Sie den Lampenkopf daher nach dem Gebrauch abkühlen, bevor Sie die Gou Gong Lampe bewegen. Dann werden Sie viele Jahre Freude an der Gou Gong-Lampe haben. *Die Drähte der Heizspirale können im noch glühenden Zustand reißen, wenn sie einen Stoß erhalten oder die Lampe z. B. von einem Raum in einen anderen transportiert wird. Folge: Der Lampenkopf wird nicht mehr aufgeheizt.*

Die **GOU GONG®-Lampe** darf bei Gebrauch eines Herzschrittmachers im Brustbereich nicht angewandt werden.

Da die **GOU GONG®-Lampe** Hitze erzeugt, sollte sie bei Fieber, Diabetes, erweiterten Blutgefäßen nur in Praxen und unter Aufsicht eines Arztes, Therapeuten, Heilpraktikers usw. genutzt werden. Der Grund dafür ist, dass es infolge eines

Verlustes von Empfindlichkeit im Einzelfall zu Hautverbrennungen kommen kann, wenn der Behandlungskopf zu nah an der Haut genutzt wird.

Bei Schwangeren sollte ein Einsatz erst ab dem 3. Schwangerschaftsmonat erfolgen, wobei der Bauchbereich ausgelassen wird.

Sollten Sie beim Gebrauch Ihrer **GOU GONG®-Lampe** wider Erwarten auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte an Ihren Repräsentanten, an den Fachhandel oder an den Großhändler.

Das gilt auch für den Fall, wenn Sie Ratschläge für die Benutzung Ihrer **GOU GONG®-Lampe** benötigen.

Noch ein wichtiger Hinweis: **Bitte beachten Sie, dass Kinder die GOU GONG®-Lampe nur unter Aufsicht von Erwachsenen nutzen dürfen** (die Mineralienplatte, der Behandlungskopf und auch das Gitter werden heiß, und es besteht Verbrennungsgefahr).

Austausch der Mineralienplatte

Professioneller Einsatz in der Therapie: 250 Werkstage à 4 Stunden pro Tag:
Die Mineralienplatte sollte nach einem Jahr ausgetauscht werden

Einsatz im Privathaushalt: 365 Tage à 1 Stunde pro Tag:

Die Mineralienplatte sollte nach 2,5 Jahren ausgetauscht werden

365 Tage – Nutzung jeden 2. Tag à 1 Stunde pro Tag:

Die Mineralienplatte sollte nach 5 Jahren ausgetauscht werden.

Nach diesen Zeiträumen wird die Wirkung der Mineralien abnehmen.

Anwendungen mit der GOU GONG®-Lampe

Beachten Sie bitte: Die **GOU GONG®-Lampe** kann bei vielen Beschwerden eingesetzt werden, sie ersetzt aber nicht den Besuch beim Heilpraktiker, Therapeuten oder Arzt! Bei ernsthaften Erkrankungen suchen Sie bitte einen Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten auf! Bevor Sie eine Selbstbehandlung beginnen, sollte zuvor eine Abklärung bei einem Spezialisten durchgeführt werden, damit eine genaue Diagnose gestellt und eine etwaige andere notwendige Therapie nicht verpasst wird.

Wenn Sie die **GOU GONG®-Lampe** benutzen: Nehmen Sie sich Zeit und stellen Sie sicher, dass Sie während der Anwendungen nicht gestört werden. In der Regel werden Sie schon bei der ersten Anwendung sofort die wohlig entspannende, den ganzen Körper warm durchflutende Wirkung verspüren.

Dennoch kann es in Ausnahmen zu so genannten Erstverschlimmerungen kommen. Sie sind jedoch harmlos und als positives Zeichen zu werten: Die Behandlung beginnt zu wirken. Der Organismus fängt an, alte Gifte- und Krankheitsstoffe auszuscheiden. Erstverschlimmerungen sind also Begleiterscheinungen auf dem Weg zur Besserung. Sie können absolut sicher sein, dass die GOU GONG®-Lampe keine radioaktiven oder andersartige gesundheitsschädliche Strahlen abgibt. Die GOU GONG®-Lampe löst nur alte Energieblockaden, damit die Lebensenergie wieder fließen kann.

Die **GOU GONG®-Lampe** können Sie auch als Ergänzung zu einer medikamentösen oder jeder anderen Heilbehandlung einsetzen. Sollten Ihnen also Medikamente verordnet worden sein, nehmen Sie diese weiter ein.

Eine Behandlung besteht aus 10 Anwendungen an 10 Tagen. Eine Anwendung dauert dann 30-40 Minuten und wird 1 - 3 Mal pro Tag vorgenommen. Lassen Sie die GOU GONG®-Lampe ca. 10 Minuten vorwärmen und behandeln dann immer zuerst die betroffene Stelle, an der Störungen, Blockaden bzw. Schmerzen vorhanden sind. Der Abstand zwischen der betroffenen Stelle bis zur Mineralienplatte soll 30 bis 35 cm betragen. Orientieren Sie sich an Ihrem persönlichen Wärmeempfinden (Wohlfühltemperatur).

In der chinesischen Tradition erfolgt nach 10 Tagen eine Pause von 5 Tagen. Dann findet wieder eine weitere Behandlung für die Dauer von 10 Tagen statt. Sie können Ihre Anwendung aber auch ohne Pause fortsetzen.

Bei chronischen Erkrankungen sollte die Behandlungsdauer auf 20 Minuten beschränkt werden (1 – 3 Mal pro Tag).

Bei Praxisanwendungen kann sich eine Behandlung auch über mehrere Wochen hinziehen.

Unterstützen Sie die GOU GONG - Anwendungen durch ausreichende Flüssigkeitsaufnahme (Entgiftung), durch eine gesunde, ausgewogene Ernährung und Bewegung.

Hersteller: Chongqing Changle Silicate Co., Ltd. - B Area, No.2 Willow Road,
Middle of Huangshan Road, nNw North Zone, CN 401121 Chongqing

EC/REP: LAZARIDIS, MIAOYLI 9, EL 68500 FERES

Betreiber Shop:

Taike Material Co., Jiangbei-Str. 2, 400020 Chongqing

Einzel- und Großhandel; Versand – und Abrechnungsservice

T & K Silicate Europe GmbH

Geestfurth 2

D - 28844 Weyhe bei Bremen

Ust.-Identnr.: DE247276572

Registergericht Walsrode - HR B 111815

Sitz der Gesellschaft: Weyhe bei Bremen

Geschäftsführer: Xiance Tang

Kontakt. Herr Hermann Kleinheider

Tel. 0421 802 823 (Anrufbeantworter vorhanden)

mail@bicaikon.de

tdp@therapielampe.com

www.therapielampe.com

Falls Sie Fragen haben: Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Ihren Fachhändler an.

mail@bicaikon.de